

On beat™

eccosur® 

# Cada latido es único Sabemos cómo interpretarlo

## ECG View™ Resting ECG

Sistema de Registro electrocardiográfico de  
12 derivaciones basado en PC



Alimentación  
USB



2000 Hz de  
Resolución



Adecuado  
para niños



Cable paciente  
Estándar



12  
Derivaciones

# ECG View™

## Resting ECG



Posibilidad de imprimir full disclosure de una derivación (hasta 15 min por página) para estudios de larga duración.



135 x 75 x 24 mm.



120 g.



Indicación de electrodos sueltos.



Servicio Posventa Especializado.

Actualizaciones gratuitas de Software.



Potente base de datos centralizada con varias estaciones de trabajo y unificada para todos los productos de Eccosur.

- Permite realizar monitoreo, registros de corta y larga duración y estudios con electrodo exploratorio.
- Cuenta con filtros para mejorar la calidad de la señal que pueden aplicarse durante y/o luego del estudio.
- Admite la realización de mediciones automatizadas brindando los ejes cardíacos, segmentos e intervalos del ECG. Permite obtener latidos promediados.
- Alimentación USB, no requiere baterías.
- El sistema se adapta a las necesidades de cada entorno: consultorio particular, hospitales y medicina laboral.

CE  
0434

ISO 9001:2008  
ISO 13485:2012  
BPF-ANMAT  
Disp. 194/99

Producto autorizado por ANMAT PM-1656-2

Eccosur integra el Grupo SIREX, con más de 70 años de innovación y especialización en tecnología médica.

V3.0 Rev/05/14